

# 饲料中土霉素的测定高效液相色谱法

## GB/T 22259-2008

### 产品清单

原理:试样中土霉素经酸性溶液提取后,注入高效液相色谱仪反相色谱系统中进行分离,用紫外检测器(或二极管阵列检测器)检测,外标法计算土霉素的含量。

产品名称	规格
水	蒸馏水
水	色谱用,符合GB/T 6682 中一级用水的规定
盐酸	优级纯
乙腈	色谱纯
磷酸二氢钠	分析纯
磷酸	分析纯
土霉素	Oxytetracycline, C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> O <sub>9</sub> N <sub>2</sub> , 79-57-2, 标准品: 纯度大于97.0%
容量瓶	100 mL棕色
冰箱	4°C
天平	分析天平, 感量0.0001g



< 测客

助力科研检测,快人一步!

# 产品清单

产品名称	规格
振荡器	-
纯水仪	超纯水处理器
液相色谱仪	高效液相色谱仪：紫外检测器(或二极管阵列检测器)
酸度计	pH计
滤膜	0.45 $\mu$ m
锥形瓶	250 mL具塞
滤纸	
液相色谱柱	分析柱C18，柱长150mm，内径4.6mm，粒度5 $\mu$ m
检测器	紫外检测器
检测器	二极管阵列检测器



< 测客

助力科研检测,快人一步!